

BLUEHILL[®] IMPACT

适用于摆锤试验系统的测试软件



适用于摆锤试验系统的 Bluehill Impact 是专为满足客户需求而设计的软件。触摸屏采用专业的视觉设计,改善用户体验,并配有安全功能。其直观的工作流程旨在简化用户培训,让您快速开始试验。

优势

预设试验方法

预设的试验方法库可以帮助您更快完成试验。在方法库中选择您想要的试验方法并点击开始键,预设方法即可使用。

试验方法配置

您可通过创建新的试验方法,或是对现有的预设方法进行个性化设置,即可获得符合特定需求的试验方法。

带提示测试

带提示测试可以通过提示用户按照试验步骤完成整个试验过程,帮助输入必要参数并管理测试全过程的数据等方式,帮助您获取更多的数据和信息。

破坏形式自动分组

通过自动分组破坏形式这一新功能,您可以获得符合 ISO 179-1 标准的统计结果。

权限管理及操作记录追踪

配置操作人员的访问权限,通过对创建或编辑试验方法的操作人员进行追踪来掌握试验的相关信息。

标定提示

标定提示可以预防测试结果的不准确性,帮助您关注传感器标定证书的有效期并提前安排标定。



软件适配的最低电脑配置

操作系统	Windows 10 和 Windows 11, 64 位, 不包括家庭版 (Windows 10 版本应高于 2016 年 7 月发布的 1607 版本)
CPU	i5 及以上
内存 (RAM)	最小 4 GB, 推荐 8 GB
硬盘剩余空间	需要使用固态硬盘。软件安装容量为 1 GB, 外加充足的试验方法及测试数据存储空间。
显示器分辨率	1920x1080 全高清或更高版本
接口类型	用于进行设备控制的接口为 RS232 或 USB/RS232; 用于 DAS 64k 的 USB 接口
输出媒介	USB

注释:

- 您必须拥有电脑管理员权限, 才能安装软件并开始测试
- 上述信息需定期检查

www.instron.cn



全球总部
825 University Ave, Norwood, MA 02062-2643, USA
电话: +1 800 564 8378 or +1 781 575 5000

欧洲总部
Coronation Road, High Wycombe, Bucks HP12 3SY, UK
电话: +44 1494 464646

英斯特朗 (中国) 总部
地址: 上海市南京西部 819 号中创大厦 17 层
官方网站: www.instron.cn 电话: 400 820 2006
邮箱: China_Sales@instron.com

Instron 为 Illinois Tool Works Inc. (ITW) 的注册商标。此处引用的用于标识 Instron 产品和服务的其它名称、商标、图标和标记为 ITW 的商标, 未经 ITW 事先书面许可不得使用。所列的其它产品和公司名称为相关公司商标或商品名。版权所有 ©2023 伊利诺斯工具制品有限公司。保留所有权利。本档所示的所有规格如有变更, 恕不另行通知。